



NOM DU PRODUIT	LABORATOIRE	TYPE DE LENTILLES	COMPOSITION	MODE D'EMPLOI	N° AMM OU CE	CONDITIONNEMENT
BONJOUR® COMPRIMES DE DEPROTEINISATION	ALLERGAN	LS	Subtilisine A à 0,06 mg/comprimé	Ajouter un comprimé Bonjour déprotéinisation dans la solution Bonjour et laisser tremper entre 4 et 12 heures. Rincer avant de reposer la lentille.	CE 0050	Boîte de 12 cps
EFFICLEAN 	BAUSCH & LOMB	LS / LR	Subtilisine A	Déprotéinisation hebdomadaire. Faire dissoudre 1 comprimé par lentille dans une solution. Laisser agir 15 mn (LS) ou 2 h (LR). Nettoyer et rincer avant la pose.	CE 0050	Boîte de 24 cps
HYDROCARE® FIZZY	ALLERGAN	LS / LR	– Papaïne – L-Cystéine – Edétate de sodium	Déprotéinisation hebdomadaire. Faire dissoudre 1cp par lentille dans 10 ml de solution de rinçage. Laisser agir 15 mn (LS) ou 2 h (LR). Masser légèrement et rincer.	CE 0050	Boîte de 24 cps
HYDRON TRIPLE ACTION ENZYME	HYDRON	LS / LR	3 enzymes actives : - Protéase - Lipase - Pronase + EDTA	Déprotéinisation hebdomadaire, simultanée à la décontamination. Compatible avec tout type de solution et toutes lentilles.	CE 0473	- Boîte de 12 cps - Boîte de 2 cps
MENICON PROGENT 	MENICON EUROPE	LR	– Solution A : Hypochlorite de sodium – Solution B : Bromure de potassium	Une fois par semaine : - Mélanger 1 dose A et 1 dose B dans l'étui Progent. Bien fermer l'étui. - Trempage 30 mn. - Rinçage abondant avec Menicon R.	CE 0483	<u>Coffret départ :</u> 2 doses A (2 x 5 ml) 2 doses B (2 x 5 ml) + Etui <u>Coffret recharge :</u> 7 doses A (7 x 5 ml) 7 doses B (7 x 5 ml)

# DEPROTEINISATION

NOM DU PRODUIT	LABORATOIRE	TYPE DE LENTILLES	COMPOSITION	MODE D'EMPLOI	N° AMM OU CE	CONDITIONNEMENT
NETTOYANT ESSILOR	ESSILOR	LS	Sodium perborate 250 mg	Une fois par mois, verser le contenu d'un sachet dans un étui rempli de solution saline isotonique. Procéder à une aseptisation thermique.	CE 0459	Boîte de 12 sachets
POLYZYM 	ALCON	LS / LR	Pancréatine	Nettoyage hebdomadaire. Déposer 1 cp dans 5 ml de Polyrinse. Y mettre la lentille. Laisser agir 15 mn. Rincer avec Polyrinse. (La même manipulation peut se faire dans l'OPTI-FREE Express ou l'OPTI-FREE Unidose, pour LS).	CE 0123	Boîte de 24 cps effervescents
SUPRACLENS 	ALCON	LS / LR	Pancréatine	Nettoyage quotidien pour LS : remplir l'étui de trempage avec la solution Opti-Free ou Opti-Free EXPRESS et y ajouter 1 goutte de SupracLens par lentille. Laisser tremper 6 h minimum ou toute la nuit. Pour LR, utiliser OPTI-SOAK ; laisser tremper 4 h minimum.	CE 0123	Flacon de 3 ml solution
TOTALCARE® COMPRIMES DE DEPROTEINISATION	ALLERGAN	LR	Subtilisine A à 0,4 mg / comprimé	Ajouter 1 comprimé dans l'étui rempli de Totalcare Décontamination. Laisser tremper entre 6 et 12 heures. Rincer avant de poser la lentille.	CE 0050	Boîte de 10 cps
ULTRAZYME	ALLERGAN	LS	Subtilisine A	Déprotéinisation hebdomadaire. Ajouter 1cp dans l'étui rempli de solution Oxysept 1 décontamination. Puis suivre le protocole Oxysept, ou Oxysept 1 étape.	CE 0050	Boîte de 10 cps
UNIZYME 	CIBA Vision	LS / LR	Subtilisine A	Nettoyage hebdomadaire, simultané à la décontamination. Compatible avec tout type de solution.	715.625.4	Boîte de 12 cps